
# 医学 DR 图像基本阅片软件 ImageZhuo 设计报告

——《数字图像处理基础》课程实验 东南大学 212138-卓旭

## 一、软件用途

ImageZhuo 是一款医学 DR 图像基本阅片软件。其主要用途是帮助医生与学者完成对 4 096 级灰度的 DR 图像的阅览,并提供图像增强、图像参数查看、窗宽窗位调整等基础功能。

ImageZhuo 的界面一瞥如下图所示:



## 二、需求分析

ImageZhuo 使用 Python 语言进行开发,以快速粘合各类算法,并使用 PyQt 库完成 GU I 界面的开发,实现图形界面的需求。

ImageZhuo 设计的基本需求有如下五点:

1. 读入按给定的格式保存的图像数据文件。此需求需要程序以二进制方式读入 raw 格式图像文件,并按照数据存放约定进行宽高和像素的解析。给定的数据存放格式约定如下图所示。字节序为小端序;像素数值格式为 16 位无符号整数,高 4 位无效;宽高格式为 3 2 位无符号整数;像素排列顺序为行扫描。本文后续将该种图像格式称为"鲍老师格式":

**2. 灰度窗映射**。此需求需要对 4096 级灰度图像进行分段线性映射,将在窗口范围内的灰度线性缩放到 256 级灰度范围进行显示。具体实现细节将在第四节介绍。

- **3. 图像局部放大**。此需求需要程序对用户框定的感兴趣区域进行等比放大,放大目标 尺寸为原图像尺寸。在放大时,需要进行合适的插值。具体实现细节将在第四节介绍。
- **4. 图像细节增强**。此需求要求在对图像的细节进行增强的同时,不明显放大噪声。<u>结</u>合阅读的是医学 DR 图像的先验知识,ImageZhuo 采用同态滤波(Retinex)方法实现本需求。具体实现细节和算法选择理由将在第四节和第六节介绍。
  - 5. 灰度图像显示。在读入图像且调整好灰度窗后,即可显示 4096 级灰度图像。

ImageZhuo 在设计的基本需求之外,还添加了诸如灰度直方图显示、图像元信息查看、FFT 幅度频谱、大津阈值分割等一系列实用模块,以增强软件的功能。具体细节将在第四节介绍。

### 三、 总体设计

ImageZhuo 的代码架构采用分模块式设计,如下表所示:

模块名	模块功能
reader	读取器模块。用于对各类约定格式的图像的二进制读取。
writer	写入器模块。负责将经过一系列处理后的图像保存为各类约定格式
	的图像。
ui	用户界面。包含了所有图形界面的设计与绘制,以及对各项功能的
	调用逻辑。
function	功能模块。包含了一系列图像处理算法,供程序调用组合。算法均
	与 UI 和图像格式约定解耦,可移植到任意图像矩阵。
misc	杂项模块。主要包括工具方法和自定义图像包装类 MyImage。


当用户打开图像后,将调用读取器读取图像,构造读取器实例 reader: T extends \_Bas eReader,同时初始化挂在在主窗口 mainWindow 的全局当前图像对象 currentImage: MyIma ge。在用户进一步调用各种功能对图像进行处理时,程序将不断修改 currentImage。即 currentImage 始终是目前展示的图像,而 reader 内保存的图像始终为打开的原始图像。

程序将持续维护 currentImage 对象的下表内的这些属性:

属性	说明	
h	图像高度(int)	
W	图像宽度(int)	
data	图像数据(numpy.ndarray)	
ww	窗宽 (int)	
wl	窗位 (int)	
dtype	图像数据数据类型(np.uint16, np.uint8, float 等)	
data8bit	按 ww 和 wl 加窗后的 256 级灰度图像(numpy.ndarray)	
PILImg8bit	按 ww 和 wl 加窗后的 256 级灰度图像(PIL.Image)	

图像显示窗口 ImageDisplay 显示的图像始终是 256 级灰度图像,依据 PILImg8bit 进行显示。由于进行图像处理后 data 会发生改变,故可调用 MyImage.reGen8bit()函数重新计算在当前窗设定下的 256 级灰度图像,以供显示窗口显示。

综上所述,用户使用 ImageZhuo 的典型流程如下图所示。当用户没有打开图像,或者 关闭了图像显示窗口后,使用功能时,程序会检查出 currentImage 为 None,从而报错,阻 断后续流程。



在这样的架构设计下,调用不同功能模块对当前图像进行处理的代码都类似于如下结构(以图像水平翻转为例):

```
def on_btn_flip_clicked(self):
    global currentImage
    ensureCurrentOpen() # 检查当前有图像打开
    flipRes = horizontalFlip(currentImage.data) # 调用相关功能模块
    currentImage.data = flipRes # 替换结果图像
    currentImage.reGen8bit() # 重新生成加窗后图像
    imageDisplay.loadFromMyImage(currentImage) # 刷新图像显示窗口
```

## 四、模块设计

#### 读取器模块(reader.\*)

为支持多种不同类型约定格式的图像文件的读取,可编写多种继承了基类\_BaseReader的读取器模块。要求它们填充 h(高)、w(宽)、data(图像数据)、path(路径)、filename(文件名)这些属性,并在 MetaInfo.py 中登记注册,即可接入 ImageZhuo 工作。

为"鲍老师格式"编写的读取器在 BaoReader.py。首先读入 4 个字节,按小端方式(低位在低地址)解析为无符号整数,即为图像的宽;同理读入 4 个字节,为图像的高。然后反复每次读入 2 个字节,按小端方式解析为无符号整数,逻辑与上 0x0FFF 抹去高 4位的无效数据,即为像素值。按照行扫描格式填充 data 属性,即完成了图像的读取,构造好了 reader 对象。核心代码如下:

```
while True:
    pixel = f.read(2)
    if pixel == b'':
        break
    pixel = np.uint16(bytesToInt(pixel))
    # 抹去高 4bit 的杂数据
    pixel = pixel & 0x0fff
    self.data.append(pixel)
self.data = np.array(self.data, dtype=np.uint16).reshape((self.h, self.w))
```

读取器模块是由打开窗口 openDialog 调用的。在完成 reader 对象组装后,窗口会通过信号,将 reader 托管给 mainWindow。mainWindow 将依据 reader 填充 currentImage,并将图像显示到显示窗口 imageDisplay,根据图像的宽高调整显示窗口以适合图像的显示(过大的图像会被适当缩小后展示)。至此,图像的打开和显示完成。openDialog 示意图如下:



### 图像元信息查看模块(function.metadata)

本模块接收 reader 和 currentImage, 读取相关属性,告知用户当前图像的文件名、宽、高、像素格式、窗宽、窗位、像素最大值、像素最小值、像素均值、像素方差。这些元信息能够帮助用户更好地了解图像情况。示意图如下,示例图像为 lung.raw:



#### 窗宽窗位调节模块(function.window)

本模块将根据设定的窗宽(WW)和窗位(WL),对 currentImage.data 进行分段线性 映射,将窗口内的灰度映射到  $min\sim max$ (默认为  $0\sim 255$ ,256 级灰度)。映射关系式如下:

$$x' = \begin{cases} \frac{x-l}{r-l}(\max - \min) + \min, & l \le x \le r\\ \min, & x < l \end{cases}$$

其中l = WL - WW/2, r = WL + WW/2。


对窗宽窗位进行调节,有助于充分利用图像的动态范围,优化显示效果,便于医生观察感兴趣灰度范围。窗宽窗位调节模块的示意图见软件测试章节。

另外需要说明的是,对于新打开的图像,默认的窗宽设定是图像的最大灰度值与最小灰度值的差,窗位设定是窗宽的二分之一处。也就是说,将在全灰度级上进行到 256 级的灰度映射。

#### 灰度直方图模块(function.hist)

灰度直方图模块能够统计 currentImage.data 的各灰度及其出现次数,从而使用户更好地掌握图像的灰度分布信息,尤其是能够指导窗宽窗位的调节。

本模块使用 matplotlib.pyplot 的 hist 功能绘制灰度直方图,将其转换为 PIL.Image 后,显示到图标显示窗口 figureDisplay。示意图如下,示例图像为 lung.raw:



#### FFT 幅度频谱模块(function.fft)

声明:本模块代码修改自本人本科的《数字信号处理》(舒华忠)课程实验的代码,学号 09017227。实验报告可见 https://www.cnblogs.com/zxuuu/p/12425321.html。

当实现了一维 FFT 算法时,借助二维离散傅里叶变换的可分离性:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{N-1} W_N^{xu} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) W_N^{yv}$$

可将二维 FFT 分解为沿行方向进行一次一维 FFT,再对结果在列方向进行一次一维 FFT,即为最终的二维 FFT 结果。将复的结果取模 $\sqrt{(\text{Re})^2 + (\text{Im})^2}$ ,即构成幅度谱。

另有一些细节问题需要说明:

在进行图像的二维 FFT 前,通常将数据归一化到 [0,1] 区间进行处理。相关公式为  $f' = (f - f_{\min})/(f_{\max} - f_{\min})$ 。

在绘制图像的幅度频谱时,习惯将低频分量移动到频谱图中心而非四角(fftshift)。此要求可借助 DFT 的频域循环移位性质,来调整频域原点。具体做法等价于使用 $(-1)^{x+y}f(x,y)$ 替代原函数进行傅里叶变换。

在绘制图像的幅度频谱时,通常进行对数变换以优化显示效果。即使用 $\ln F$ 的值作为幅度频谱图的像素值。

在完成上述细节处理后,将幅度频谱图拉伸回 256 级灰度,交由 figureDisplay 显示即可。FFT 幅度频谱模块的示意图见软件测试章节。

#### 局部放大模块(function.zoom)

声明:本模块代码综合修改自本人研究生的《数字图像处理基础》(鲍旭东)课程实验 1:图像的旋转和缩放;以及本人本科的《数字图像处理》(鲍旭东)课程实验,学号 0901 7227。


ImageZhuo 的图像局部放大操作采用如下逻辑:用户点击"放大 [未激活]"按钮后,可进入放大激活模式,然后在图像显示窗口中框定需要放大的区域,即可完成放大。放大

区域的长宽比和放大的目标尺寸都与 currentImage 一致,而倍率取决于框定区域的大小。 也就是说,进行的是框定的感兴趣区域的放大,而不是整张图像的放大。这样运算的复杂 度较低,实现比较简单。操作示意图如下:



对于这类图像到图像型的变换,做法是进行"反向映射",即遍历目标图像的像素,计算与其相关的原始图像的像素位置,对这些像素进行有关处理以计算目标图像的像素值。 这样可以确保目标图像的每个像素位置都有值。

在对图像进行放大的过程中,需要进行插值。ImageZhuo 采用双线性插值方案,有关公式如下:



 $f(P) = uvf(Q_{22}) + (1-u)vf(Q_{12}) + u(1-v)f(Q_{21}) + (1-u)(1-v)f(Q_{11})$ 其中f为图像;P为被插值点(x,y); $Q_{11} = (x_0,y_0)$ 、 $Q_{12} = (x_0,y_1)$ 、 $Q_{21} = (x_1,y_0)$ 、 $Q_{22} = (x_1,y_1)$ 为四个参考点; $x_1 = x_0 + 1$ , $y_1 = y_0 + 1$ ;u、v表示被插值点超出参考点 $Q_{11}$ 的坐标的小数部分。

#### 旋转模块(function.rotate)

声明:本模块代码综合修改自本人研究生的《数字图像处理基础》(鲍旭东)课程实验1:图像的旋转和缩放。

图像的旋转和图像的局部放大类似,也采用"反向映射"。图像旋转的映射关系式如下:

$$r' = (-h/2 + r)\cos\theta + (w/2 - c)\sin\theta + h/2$$
$$c' = (-h/2 + r)\sin\theta + (-w/2 + c)\cos\theta + w/2$$

其中 $\theta$ 为旋转角度(顺时针为正);h、w为图像的高、宽;r为行坐标,c为列坐标,有撇号上标的表示目标图像上的坐标。

作为医学 DR 图像阅片软件,ImageZhuo 只提供常用的  $90^\circ$  、 $180^\circ$  、 $270^\circ$  三种旋转 度数选项。对 lung.raw 旋转  $90^\circ$  的示意图如下:



需要说明的是,对长宽不等的图像的旋转,目标图像的长宽与原始图像不一定相等。I mageZhuo 的处理方式是,规定目标图像的长宽等于原始图像,对于溢出的部分裁剪,对于不足的部分取 0。

### 水平镜像模块(function.flip)

图像的水平镜像翻转依然采用"反向映射"。图像水平翻转的映射关系式如下:

r' = r

c' = w - c - 1

符号体系与图像的旋转模块一致。对 lung.raw 的水平翻转结果示意图如下(左边为翻转前,右边为翻转后):



### 大津阈值分割模块(function.otsuSegmentation)

声明:本模块代码修改自本人本科的《数字图像处理》(鲍旭东)课程实验,学号 090 17227。

大津阈值分割法是一种常用的阈值自适应型二分类分割算法。ImageZhuo 在进行大津 阈值分割的过程中,是在 currentImage 经过加窗的 256 级灰度的图像(而非原始图像)上


进行阈值确定和分割的。这样能够降低运算的复杂度,并且考虑了针对不同欲分割部位, 先加窗进行强调后再做分割的做法,更有道理。

大津阈值分割算法流程如下:

对于 256 灰度级图,从 0 到 255 遍历各灰度级作为当前阈值。称灰度值大于阈值的像素为前景,反之为背景。对于每一个阈值,计算:

前景比例 $w_0$  = 前景像素数 ÷ 总像素数 背景比例 $w_1$  = 背景像素数 ÷ 总像素数 前景平均灰度 $\mu_0$  = 前景像素总灰度值 ÷ 前景像素数 背景平均灰度 $\mu_1$  = 背景像素总灰度值 ÷ 背景像素数 类间方差 $Var = w_0w_1(\mu_1 - \mu_0)^2$  (该公式经化简) 最后,能够获得最大类间方差的阈值,就是最佳分割阈值。

对于大于阈值的像素,认为属于前景,赋白色(255);否则认为是背景,赋黑色(0)。对于 lung.raw 的一个部分(约位于左上角),分割示意图如下(左侧为分割前,窗设定: WW/WL=1350/1500;右侧为分割后,大津阈值=169):



### Unsharp Masking 模块 (function.unsharpMasking)


Unsharp Masking 的算法流程如下:

使用模糊核 k 对图像 I 进行模糊, 得到 blur

获得锐化掩膜 mask = I - blur

Unsharp Masking 结果  $res = I + k \times mask$ , k >= 1 为权重参数,用于控制锐化程度

ImageZhuo 进行该算法使用的模糊核是均值滤波器。在用户调用该功能进行处理时,会询问用户使用的均值滤波器的尺寸,以及权重参数 k。如下图所示:



一组对 lung.raw 的处理样例图如下所示,左侧为处理前的图像(WW/WL 为默认值),右侧为处理后的图像(WW/WL=2800/1500),使用的参数是核尺寸=5,k=1.2。



#### Retinex 同态滤波模块(function.retinex)

声明:本模块代码修改自本人本科的《数字图像处理》(鲍旭东)课程实验,学号 090 17227。

Retinex (同态滤波) 相当于对数域的 Unsharp Masking,是一种著名的对比度增强算法。其算法流程描述如下:

Retinex 理论认为,观测到的图像 I 是外界照度 L 与物体反射 R 综合作用的结果。数学表达式为I(x,y) = L(x,y)R(x,y)。我们的目标是尽量消除外界照度 L 的影响,尽量强调 R,即来自物体本身的信息。同态滤波使用下面的方法来处理:

积性得出的 I(x, y)不利于我们对 L 和 R 分别处理,故左右取对数转入对数域:

$$\log I(x, y) = \log L(x, y) + \log R(x, y)$$

左右作傅里叶变换(DFT):

$$F_I(x,y) = F_L(x,y) + F_R(x,y)$$

接下来,设计一个滤波器 H,它能起到增益反射 R,减益照度 L 的效果。由于照度 L 在图像上变化很小且缓慢,故可以认为 L 的能量主要集中在低频部分。问题转化为设计一个滤波器 H,它增益高频,减益低频。

把这个滤波器作用在 $\log I(x,y)$ 上,可得:

$$F_I H = F_L H - F_R H$$

这便是削减L,强调R的结果。接下来,做一系列反变换即可恢复成图像(空域):

$$\log I'(x, y) = \text{IDFT}(F_I H)$$
  
 
$$I'(x, y) = \exp \log I'(x, y)$$

最后把I'的灰度值重新归到原先的动态范围上,即完成了对比度增强操作。

ImageZhuo 采用 Retinex 方法实现要求的细节增强需求,算法是在 4096 级灰度(原始数据)上操作的,结果仍保持 4096 级灰度范围。由于自行实现的二维 FFT 的效率在没有进行底层 C/C++实现、多线程并发、体系结构优化的情况下,效率仍然不高。所以为保证运算效率,Retinex 实现时调用了 numpy 的 FFT,而非自己实现的 FFT。

ImageZhuo 在进行同态滤波时设计的滤波器是一种调整过的高通的高斯滤波器。对于该滤波器的相关参数,提供了一组默认参数,并询问用户进一步修改,如下图所示:

⊗ Retinex 参数询问 / I	mageZ ? ×	
高频增益系数 GammaH	1.80	-
低频减益系数 GammaL	0.80	•
坡度参数 c	1.00	<b>^</b>
截止频率 DO	40	<b>^</b>
	确定	

关于该算法的更多细节,如算法选择的原因、滤波器的设计、参数的选择、效果的讨论等等,请见本报告的第六节:图像增强处理算法和结果分析。

#### 均值滤波和中值滤波模块(function.smooth)

均值滤波和中值滤波是两种常用的基础的图像平滑方法。二者均使用一个  $n \times n$  (n 为奇数)的滤波窗口在图像上滑动,将中心点像素按窗口内的像素进行一定策略计算后进行替换。前者使用窗口像素的平均值:lambda x: sum(x) / len(x);后者使用窗口像素的中位数:lambda x: sorted(x)[(len(x) + 1) // 2 - 1]。


对于四周一圈像素,由于无法以它们为中心放下滤波窗口,ImageZhuo 采用的策略是放弃对这一圈像素的处理,保留原值。中值滤波和均值滤波的处理结果和讨论请见第五节的"中值滤波与均值滤波正确性验证"部分。

### 拉普拉斯锐化模块(function.sharpen)

拉普拉斯锐化的流程是,首先利用拉普拉斯算子对原图像进行滤波(类似于均值滤波和中值滤波的滑动窗口处理方式),得到梯度细节。然后将差分细节图像加到原始图像作为结果图像,即完成了锐化操作。根据差分阶数的不同,常用的有一阶拉普拉斯算子(左)和二阶拉普拉斯算子(右):

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

ImageZhuo 在进行拉普拉斯锐化时,对四周一圈像素放弃处理。对于使用的拉普拉斯算子阶数,会询问用户。处理结果示意图如下,使用二阶拉普拉斯算子锐化 lung.raw 的一部分,左侧为处理前(默认窗宽窗位),右侧为处理后(WW/WL=2500/1250):



#### 反相模块(function.reverse)

在进行 DR 阅片时,反相是很常用的功能。ImageZhuo 实现反相是按照如下公式替换原图的灰度值:

 $v' = \max - (v - \min)$ 

其中v为原灰度值,min为原图像动态范围的最小灰度值,max为原图像动态范围的最大灰度值。一种工程上更常用的做法是在显示时使用反相的颜色查找表(LUT),避免对像素灰度值的修改。


反相功能的示意图如下,以 lung.raw 为例,左侧为原始图像,右侧为反相后图像:



### 写入器模块(writer.\*)

与读取器模块类似的,为支持多种不同类型约定格式的图像文件的保存(写入),可编写多种继承了基类\_BaseWriter的读取器模块,然后注册到\_MetaInfo.py。其接收一个 MyIm age 对象,暴露一个 save(path: str)方法用于被调用以将图像保存到 path 位置。


为"鲍老师格式"编写的写入器在 BaoWriter.py。首先按小端方式写入 4 个字节,为图像的宽;继续同理写入 4 个字节,为图像的高。然后将 MyImage.data 按顺序以 2 个字节为一个像素,按小段方式写入文件。最终,即获得了按照"鲍老师格式"保存的结果图像。保存图像时询问用户选择写入器的示意图如下:



## 五、 软件测试


#### 对异常情况的处理

ImageZhuo 自定义了异常类 misc.classes.ImageZhuoError, 对于可预期的错误,均抛出 该类型异常,进行警示与恢复,避免程序崩溃。对于不可预期的其他错误,进行警示,尽量避免程序崩溃。对于主要处理的几种可预期异常,经测试均正常处理,举例部分示意图如下:




中值滤波与均值滤波正确性验证

本测试环节采用与参考软件 ImageJ 的对拍方法进行。ImageJ 是一款知名的常用的科研图像查看软件。对于这两种平滑方法,本环节使用笔者自行修改的一张符合"鲍老师格式"的著名的"椒盐噪声电路板"图像(sample/circuit.raw)作为测试图像。ImageJ 打开图像时,将 Offset to first image 设为 8,以跳过"鲍老师格式"头部的宽高部分。原始图像如下所示:




使用尺寸为  $3\times3$  的中值滤波器处理,结果图如下。左侧为 ImageZhuo 的显示,右侧为 ImageJ 的显示:



去噪处理结果好,符合预期。观察残余噪声点位置,两张图像是符合的。由于 ImageZhuo 和 ImageJ 对边缘一圈像素的处理策略不同,故四周一圈的表现不同,亦符合预期。

使用尺寸为  $5\times 5$  的均值滤波器处理,结果图如下。左侧为 ImageZhuo 的显示,右侧为 ImageJ 的显示:




去噪处理结果较差,符合预期。观察两张图像,基本是一致的。由于 ImageZhuo 和 ImageJ 对边缘一圈像素的处理策略不同,故四周一圈的表现不同,亦符合预期。

综上所述,ImageZhuo 的中值滤波与均值滤波功能的正确性得到了验证。

#### 窗宽窗位调节正确性验证

本测试环节继续采用与参考软件 ImageJ 的对拍方法进行。使用 ImageJ 打开 lung.raw 图像,调节几组窗宽窗位,然后使用 ImageZhuo 调节到同样的窗宽窗位,对显示效果进行比较,即可验证窗宽窗位调节的正确性。

以下为三组实验结果图,左侧为 ImageZhuo 的设置和显示,右侧为 ImageJ 的设置和显示:






经实验,ImageZhuo 与 ImageJ 的窗宽窗位调节功能在一致的参数下能够获得相同的结果,ImageZhuo 的窗宽窗位调节模块正确性得到验证。

### FFT 幅度频谱绘制正确性验证

由于自行实现的二维 FFT 的效率在没有进行底层 C/C++实现、多线程并发、体系结构优化的情况下,效率仍然不高。为此,本环节使用笔者自行修改的一张符合"鲍老师格式"的较小尺寸(512×512)的 CT 扫描图像(sample/ct512\_16.raw)作为测试图像。原图是来源为 AAPM Low Dose 数据集(<a href="https://www.aapm.org/grandchallenge/lowdosect/">https://www.aapm.org/grandchallenge/lowdosect/</a> )的 CT DICOM 图像。图像如下所示:



仍然采用与窗宽窗位调节正确性验证相同的与 ImageJ 对拍的测试方式,得到幅度频谱绘制结果如下,左侧为 ImageZhuo 的显示,右侧为 ImageJ 的显示:




经实验,ImageZhuo 与 ImageJ 的 FFT 幅度频谱绘制功能能够获得相同的结果,Image Zhuo 的 FFT 幅度频谱绘制模块正确性得到验证。

## 六、 图像增强处理算法和结果分析

本节将细致讨论 ImageZhuo 为何选择 Retinex 算法实现图像细节增强需求,以及相关实现细节与参数设定,最后进行结果分析。正如第四节对 Retinex 算法模块进行的相关介绍,其能够尽量消除平滑变化的外界照度的影响,强调来自物体本身的细节信息。进一步,结合主要看图对象为 DR 影片的先验知识,Retinex 算法是合适的细节增强算法。

考虑 DR 的成像机理,如下图所示:



将 X 光线视为"外界照度",被拍摄的人体骨骼、肌肉、组织等视为"光照到的物体"。对于相同的人体部位,对 X 线的吸收能力基本一致,且即使有变化,在空间上也是平滑变化的,这符合"照度在图像上变化很小且缓慢"的先验要求。而吸收能力发生急剧变化的位置,是不同人体部位对的交界交替处,这也正是我们需要增强的图像细节,符合"来自物体本身的信息主要集中在高频"的先验要求。因此,Retinex 算法适合对 DR 图像进行图像增强。

经过资料搜索,如下文献也使用 Retinex(同态滤波)方法对 X 线成像进行增强,这进一步证明了该算法选择的正确性和有效性:


[1]王彦臣,李树杰,黄廉卿.基于多尺度 Retinex 的数字 X 光图像增强方法研究[J].光学精密 工程,2006(01):70-76.

[2]王攀峰,赵书俊,王双玲,马长征,李胜春,孙亮.一种基于 Retinex 原理的 DR 图像增强改进算法[J].中国体视学与图像分析,2020,25(01):57-64.

在进行 Retinex 算法处理时,设计的滤波器 H 的性能对处理结果好坏很重要。经查阅资料,一种调节过的高斯高通滤波器是常用的选择(据《数字图像处理》(冈萨雷斯)和部分中文文献)。其频域表达式是:

$$H(u,v) = (\gamma_H - \gamma_L)(1 - \exp[-c \cdot \left(\frac{D(u,v)}{D_0}\right)^2]) + \gamma_L$$

 $\gamma_H$ 表示对高频的增益系数(大于等于 1), $\gamma_L$ 表示对低频的减益系数(小于 1),c是控制该函数坡度的参数,D(u,v)表示点(u,v)到滤波器中心的距离, $D_0$ 是截止频率。该滤波器的三维图示如下所示(摘自网络):



ImageZhuo 在进行 Retinex 处理时采用该滤波器。该滤波器有四个参数需要设定。

自适应的参数选择是困难的,因为不同用户所期待的增强程度不同,而且所打开的图像拍摄部位的不同也会带来增强需求的不同。因此,ImageZhuo 首先预置了一组经人工试验,在所给的三张图像(lumbar.raw、lung.raw、vertebra.raw)上都有相对较好的表现的参数,作为默认参数:

$$\gamma_H = 1.8, \gamma_L = 0.8, c = 1, D_0 = 40$$

在执行 Retinex 功能时,会进一步询问用户自行对参数进行调优,示意图如下:



这里,笔者使用默认参数对三幅图片进行细节增强处理,处理结果前后对比图展示于下。 需要说明的是,在执行 Retinex 算法后,由于低频被减弱,图像的整体灰度值会向下跌落。 因此需要对窗宽窗位进行调节后再对比观察,才能达到公平。窗宽窗位的调节整体原则是依 据灰度分布直方图,尽量囊括大部灰度,削去异常值。

下面从上至下分别为 lumbar.raw、lung.raw、vertebra.raw 的处理结果前后对比,左侧为原图(WW/WL 分别为默认、默认、1800/800),右侧为处理后图像(WW/WL 分别为 1450/800、600/300、800/300)对于这些图像处理结果的 raw 图,以"鲍老师格式"保存在了打包的 result 文件夹内。






可见,Retinex 方法确实对图像的细节起到了增强的作用。尤其是 lumbar 图像的骨骼形状细节,取得了明显的提升; lung 图像的肺部内细节也获得了较好的增强; vertebra 的骨骼细节也有所增强。

由于在进行 Retinex 后为了观察调整了窗宽窗位,故可能有这样的疑虑: <u>怎么知道细节增强究竟是 Retinex 的效果,还是调节窗口带来的对比度的上升呢?</u>为此,笔者在这里再次补充一个实验。

以 lumbar 图像为例,进行 Retinex 滤波并调窗后,图像如下图所示 (不含方框):




以图中框红框的骨节为参照,使用 ImageJ 打开原图像并调节窗宽窗位 (不进行其他增强), 直到参照骨节的显示效果与上图近似,此时参数为 WW/WL=2773/2450,图像为:



可见,尽管此时的红框对应部分显示效果近似,但诸如蓝框等其他部分的细节完全无法显现,图像整体观感显著不如 ImageZhuo 做 Retinex 处理后的结果图。这说明仅调节窗宽窗位无法实现一样效果的细节增强,验证了 Retinex 算法处理的有效性。

接下来,笔者将讨论 ImageZhuo 进行的 Retinex 处理能否满足"噪声没有明显放大"的处理要求。采用举例观察的方式说理。经检查,vertebra.raw 的右上角有一些量子涨落带来的白亮点噪声。将 Retinex 处理前后的同块区域放在一起比较,示意图如下(左边为处理前图像,右边为处理后图像,黑色虚线边框是为了便于观察添加的):



观察黄色箭头所指示的两群 shot noise,可见噪声情况保持近似,没有明显增加,符合要求。

最后,对使用的滤波器 H 的四个参数做一些定性的说明,也就是调节参数的整体指导与经验法则:

参数	说明
高频增益系数 <b>γ</b> <sub>H</sub>	大于1。越大的值越能够突出细节部分,更强力地增强
同则恒皿尔蚁/H	图像,但也可能带来噪声的放大。
	小于 1。越小的值越减益照度的影响,也有助于更强力
低频减益系数 $\gamma_L$	地突出细节,但可能影响图像的慢变的主体信息,或是
	使得图像整体灰度大幅下降。
	一般控制为 1 即可。用于调节滤波器的 cut-off 速度。
坡度参数c	更大的坡度会对低频裁剪地更坚决,但可能带来图像
	中不够平缓自然的过渡。
# L 晒变 D	用于调节高-低频的分界准则。更大的截止频率能够删
截止频率 <i>D</i> <sub>0</sub>	减更多的低频成分,但可能也使得高频信息损失。

## 七、 参考资料与其他

- Qt Documentation. <a href="https://doc.qt.io/">https://doc.qt.io/</a>
- 其余参考资料已在文内注明。

ImageZhuo 的入口为 ui/MainWindow.py,可使用根目录的 start.cmd 脚本快捷运行。
ImageZhuo 的相关代码预计将在课程作业结束后开源在 <a href="https://github.com/z0gSh1u/ImageZhuo">https://github.com/z0gSh1u/ImageZhuo</a>。

212138 卓旭 东南大学 2021-11-15